

Aplicador para Transponder Esterilizado



Descripción

El aplicador de transponder Animalltag, es equipado con un robusto cierre tipo Luer Lock, para fijar la aguja.

El aplicador tiene **un resorte interno que devuelve automáticamente** el émbolo para facilitar su uso y puede ser utilizado por más de 500 aplicaciones.

Una varilla situada en el interior de la aguja sirve como un **abarrera de esterilización** entre el transponder y el aplicador, es decir, el aplicador no está en contacto con el transponder por lo tanto **no es necesario esterilizar** el aplicador entre una aplicación y otra.